



ア ブ ル オ  
**ABLUO** シリンジフィルター



**超**

**お買い得  
 キャンペーン**

2018年 2018年  
**9月10日~10月末日まで**

例えば...

25mm  
 phiPTFE (親水性 PTFE)  
 0.45um 500個/箱

希望小売価格 (税別)  
**82,000円**  
 @164円

キャンペーン価格 (税別)  
**40,000円**  
 @80円

例えば...

13mm PVDF  
 (親水性ポリフッ化ビニリデン)  
 0.45um 500個/箱

希望小売価格 (税別)  
**46,500円**  
 @93円

キャンペーン価格 (税別)  
**24,000円**  
 @48円

例えば...

13mm PES  
 (ポリエーテルスルホン)  
 0.2um 500個/箱

希望小売価格 (税別)  
**48,000円**  
 @96円

キャンペーン価格 (税別)

**24,000円**  
 @48円

写真はイメージです。



GVS は高流量の水溶液系と有機溶液系の、ろ過用に設計したシリンジフィルターを提供しています。多様なメンブレンフィルターから作られています。これらのシリンジフィルターは製薬、環境、バイオテクノロジー、食品 / 飲料水、農業テスト研究室における多数のアプリケーションに適しています。

# キャンペーン 対象商品

キャンペーン商品は数に限りがございます。

商品コード	直径, 膜材質, 孔径, 入数	希望小売価格 (円/税別)	1個あたり (円/税別)	キャンペーン価格 (円/税別)	1個あたり (円/税別)
<b>未滅菌品</b>					
FJ13ANCCA002DD01	13mm, CA(セルロースアセテート), 0.2um, 500pcs/pk	56,000	112	24,000	48
FJ13ANCCA004FD01	13mm, CA(セルロースアセテート), 0.45um, 500pcs/pk	56,000	112	24,000	48
FJ13ANCCA012CD01	13mm, CA(セルロースアセテート), 1.2um, 500pcs/pk	70,000	140	25,000	50
FJ13ANCCA050PD01	13mm, CA(セルロースアセテート), 5.0um, 500pcs/pk	70,000	140	25,000	50
FJ13BNPNC002AD01	13mm, NC(ニトロセルロース混合エステル), 0.2um, 500pcs/pk	56,000	112	21,500	43
FJ13BNPNC004AD01	13mm, NC(ニトロセルロース混合エステル), 0.45um, 500pcs/pk	56,000	112	21,500	43
FJ13BNPNY002AD01	13mm, NY(ナイロン), 0.2um, 500pcs/pk	48,000	96	19,000	38
FJ13BNPNY004AD01	13mm, NY(ナイロン), 0.45um, 500pcs/pk	48,000	96	19,000	38
FJ13BNPPH002AD01	13mm, phiPTFE(親水性 PTFE), 0.2um, 500pcs/pk	56,000	112	28,500	57
FJ13BNPPS002AD01	13mm, PES(ポリエーテルスルホン), 0.2um, 500pcs/pk	48,000	96	24,000	48
FJ13BNPPS004AD01	13mm, PES(ポリエーテルスルホン), 0.45um, 500pcs/pk	48,000	96	24,000	48
FJ13BNPPT002AD01	13mm, PTFE(疎水性 PTFE), 0.2um, 500pcs/pk	58,000	116	22,500	45
FJ13BNPPV002AD01	13mm, PVDF(親水性ポリフッ化ビニリデン), 0.2um, 500pcs/pk	46,500	93	24,000	48
FJ13BNPPV004AD01	13mm, PVDF(親水性ポリフッ化ビニリデン), 0.45um, 500pcs/pk	46,500	93	24,000	48
FJ25ANCCA002DD01	25mm, CA(セルロースアセテート), 0.2um, 500pcs/pk	65,000	130	29,000	58
FJ25ANCCA004FD01	25mm, CA(セルロースアセテート), 0.45um, 500pcs/pk	65,000	130	29,000	58
FJ25ANCCA012CD01	25mm, CA(セルロースアセテート), 1.2um, 500pcs/pk	85,000	170	29,000	58
FJ25BNPNC002AD01	25mm, NC(ニトロセルロース混合エステル), 0.2um, 500pcs/pk	62,000	124	25,500	51
FJ25BNPNC004AD01	25mm, NC(ニトロセルロース混合エステル), 0.45um, 500pcs/pk	62,000	124	25,500	51
FJ25BNPNY002AD01	25mm, NY(ナイロン), 0.2um, 500pcs/pk	60,000	120	24,000	48
FJ25BNPNY004AD01	25mm, NY(ナイロン), 0.45um, 500pcs/pk	60,000	120	24,000	48
FJ25BNPPH004AD01	25mm, phiPTFE(親水性 PTFE), 0.45um, 500pcs/pk	82,000	164	40,000	80
FJ25BNPPS002AD01	25mm, PES(ポリエーテルスルホン), 0.2um, 500pcs/pk	60,000	120	29,000	58
FJ25BNPPS004AD01	25mm, PES(ポリエーテルスルホン), 0.45um, 500pcs/pk	60,000	120	29,000	58
FJ25BNPPT002AD01	25mm, PTFE(疎水性 PTFE), 0.2um, 500pcs/pk	72,000	144	29,000	58
FJ25BNPPT004AD01	25mm, PTFE(疎水性 PTFE), 0.45um, 500pcs/pk	72,000	144	29,000	58
FJ25BNPPV002AD01	25mm, PVDF(親水性ポリフッ化ビニリデン), 0.2um, 500pcs/pk	56,000	112	31,500	63
FJ25BNPPV004AD01	25mm, PVDF(親水性ポリフッ化ビニリデン), 0.45um, 500pcs/pk	56,000	112	29,500	59
<b>滅菌品</b>					
FJ13ASCCA002DLO1	13mm, CA(セルロースアセテート), 0.2um, 50pcs/pk, 個別包装	9,000	180	4,050	81
FJ13ASCCA004FLO1	13mm, CA(セルロースアセテート), 0.45um, 50pcs/pk, 個別包装	9,000	180	4,050	81
FJ13ASCCA008ELO1	13mm, CA(セルロースアセテート), 0.8um, 50pcs/pk, 個別包装	9,000	180	4,050	81
FJ13ASCCA012CLO1	13mm, CA(セルロースアセテート), 1.2um, 50pcs/pk, 個別包装	9,000	180	4,050	81
FJ13ASCCA050PLO1	13mm, CA(セルロースアセテート), 5.0um, 50pcs/pk, 個別包装	9,000	180	4,050	81
FJ13BSCSP002AL01	13mm, PES(ポリエーテルスルホン), 0.2um, 50pcs/pk, 個別包装	9,000	180	4,100	82
FJ13BSCSP004AL01	13mm, PES(ポリエーテルスルホン), 0.45um, 50pcs/pk, 個別包装	9,000	180	4,100	82
FJ13BSCPV002AL01	13mm, PVDF(親水性ポリフッ化ビニリデン), 0.2um, 50pcs/pk, 個別包装	9,000	180	4,100	82
FJ13BSCPV004AL01	13mm, PVDF(親水性ポリフッ化ビニリデン), 0.45um, 50pcs/pk, 個別包装	9,000	180	4,100	82

※お試しサンプル品ご希望の方は [gvsjapan@gvs.com](mailto:gvsjapan@gvs.com) までメールでご依頼ください。

(商品によっては、サンプル品をご用意できない場合がございます。予めご了承ください。)

**[ABLUO シリンジフィルター全製品 仕様一覧]** ※キャンペーン商品は下記仕様の内、一部の商品となります。

膜直径 (mm)	13					25					
	滅菌済 (ガンマ線)		未滅菌			滅菌済 (ガンマ線)		未滅菌			
膜材質	CA	PES, PVDF	CA	NY, PES, NC, RC, PVDF, PhiPTFE, *PhiPTFE	PE	CA	PES, PVDF	CA	NY, PES, NC, RC, PVDF, PhiPTFE, PhiPTFE	PE	GF
孔径 (μm)	0.20, 0.45, 0.80, 1.20, 5.00	0.20, 0.45	0.20, 0.45, 0.80, 1.20, 5.00	0.20, 0.45	0.20, 0.50	0.20, 0.45, 0.80, 1.20, 5.00	0.20, 0.45	0.20, 0.45, 0.80, 1.20, 5.00	0.20, 0.45	0.20, 0.50	0.70, 1.00, 1.20, 3.11
ハウジング材質	サイロライト (アクリル系樹脂)					ポリプロピレン					
ハウジング直径 (mm)	18					33					
接続口 入口 / 出口	FLL (メス型ルアーロック) / MLL (オス型ルアーロック)	FLL (メス型ルアーロック) / MLS (オス型ルアーロック)	FLL (メス型ルアーロック) / MLL (オス型ルアーロック)	FLL (メス型ルアーロック) / MLS (オス型ルアーロック)		FLL (メス型ルアーロック) / MLL (オス型ルアーロック)	FLL (メス型ルアーロック) / MLS (オス型ルアーロック)	FLL (メス型ルアーロック) / MLL (オス型ルアーロック)	FLL (メス型ルアーロック) / MLS (オス型ルアーロック)		
有効ろ過面積 (cm <sup>2</sup> )	0.6					4.4					
耐圧 (bar)	5					5					
包装 (個 / 箱)	50		500			50		500			
包装形態	個別プリスターパック		ジップロックバッグ			個別プリスターパック		ジップロックバッグ			

\*PhiPTFE...13mmは、孔径0.20μmのみ

代理店



**GVS** ジャパン株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-10-12 KKDビル 4階

TEL 03-5937-1447 FAX 03-5937-1448

E-mail: [gvsjapan@gvs.com](mailto:gvsjapan@gvs.com)

<http://www.gvs.com>